

PILADORA DE LABORATORIO

Nuestra Piladora de Laboratorio es de rápida acción, en solo 45 segundos descascara y pule el café pergamino a oro verde sin generar temperaturas perjudiciales al café manteniendo todas las características organolépticas del grano de café para su análisis en laboratorio.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Muestras de 300 gramos en café pergamino a café oro verde pilado y pulido.
- Fuente de energía: monofásica de 220 voltios
- Horse Power: 2Hp.
- Todo donde el producto tenga contacto en acero Inoxidable 304.
- Proceso en un solo batch.